

研究所 医療機関 設備保守の皆様へ




特許
出願中

装置側板でしか固定の出来ない 固定に困っていませんか

装置で固定する側板に加工できない→両面接着固定方法
左右の側板を床に近い底部のみ固定可→モーメント考慮
振動のロッキングを抑える強力固定→
強力ゴムベルト使用

重量級大型装置
業務用冷蔵庫には



業務用冷蔵庫ストッパー 【MS-801GLP】




- 耐震度 6 強
- 実績のあるゴムベルト 4 本使用
- 対象物重量：600kg 以下 /4 個
- アンカーボルトが使えないところ
- 建物躯体を傷つけたくない
- レイアウト変更多し
- 耐水性、耐油性
- 床を守れる
- 床強度を調べた上で施工可能
- 固定具の再利用可能
- 別売保守製品：LQ-37、LT-550



(株) リンテック 21

WWW.lintec21.com


ゴムベルト使用で床への衝撃を軽減 強度の弱い床にも使用可能



4個使用

●税込価格 17,600円

MS-801GLP



単位：mm

構成：本体×4（接着パッド付き固定ベース：2枚、ゴムベルト：1本、専用クリップ：2個）、アルコールパッド×8、取説×1
材質：ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
概寸：113×200×H25mm/個
重量：125g/個
固定範囲：標準60～最大100mm
対象物重量：600kg以下/セット
使用環境温度：0℃～40℃ 耐震度：震度6強相当

お求めはこちらで

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805

MAIL : info_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL : 03-5798-7801

(受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み)



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com